

Nasopharyngeal Swab

- Masukkan *mini tip swab* dengan tangkai kawat atau plastik yang fleksibel ke lubang hidung
- Pastikan sejajar dengan langit-langit sampai jarak dari telinga ke lubang hidung menunjukkan kontak dengan *nasofaring*
- Pastikan *swab* mencapai kedalaman sama dengan jarak dari lubang hidung ke luar pembukaan telinga
- Gosok perlahan dan putar *swab*-nya
- Diamkan *swab* selama beberapa detik agar menyerap sekresi
- Lepaskan *swab* perlahan sambil memutarnya

Nasal swab

- Metode *swab* dengan menggunakan *flocked* atau kapas poliester
- Masukkan kapas (minimal 1cm) kedalam lubang hidung
- Putar kapas dengan kuat
- Diamkan selama 10-15 detik
- Sampel kedua lubang hidung dengan *swab* yang sama